



Cast Protector User Guide

(8113-R, 8114-R, 8115-R, 8116-R, 8117-R, 8118-R, 8119-R)

Instructions

1. Check cast for sharp edges that may puncture or tear the cast protector.
2. Carefully place the flexible rubber seal over the cast/bandage and slowly pull the plastic ring up until the cast protector completely covers the cast/bandage. (Be sure the seal is secure around the limb to prevent any leakage.)
3. Be sure to dry the ring and seal off the cast protector before removing it from the limb.
4. Carefully place the flexible rubber seal over the cast/bandage and pull the plastic ring down until the cast protector is removed from the limb. (**DO NOT** pull on the clear plastic protector. This may cause tearing.)

Caution

Intended for single patient use.

Use this product only as a cast protector.

Be sure that the rubber seal is not too tight around the limb and does not affect blood circulation.

Cast protector can become slippery when wet. Use caution when showering or bathing.

Follow user instructions at all times.

Instrucciones

1. Compruebe de que el yeso no tenga bordes afilados que pueden perforar o desgarrar el protector de yeso.
2. Coloque cuidadosamente el sello de goma flexible sobre el yeso/vendaje y lentamente tire del anillo de plástico hasta que protector cubra completamente el yeso/vendaje. (Asegúrese de que el sello este asegurado alrededor del brazo para evitar cualquier fuga.)
3. Asegúrese de secar el anillo y sello del protector de yeso antes de quitar de la extremidad.
4. Cuidadosamente coloque el sello de goma flexible sobre el yeso/vendaje y tire del anillo de plástico hacia abajo hasta quitar el protector de yeso de la extremidad. (No tire el protector de plástico transparente. Esto puede causar que se desgarre.)

Precaución

Diseñado para uso individual del paciente.

Use este producto como protector de yeso solamente.

Asegúrese de que el sello de goma no esté demasiado apretado alrededor de la extremidad y no afecte la circulación de la sangre.

El Protector de yeso puede volverse resbaladizo cuando está mojado. Tenga precaución al ducharse o bañarse.

Siempre siga las instrucciones del usuario.

*****WARRANTY - Guaranteed to last the life of the cast or bandage*****

CONTACT US!
We're here to help

 info@novajoy.com

 1 800 557 6682

**Updated December 15, 2016*

Connect with us!
novajoy.com
facebook: novamedicalprod
twitter: novamedicalprod
twitter: novawalkerstalk
YouTube: NOVA Medical Products